


Presentatie

Referentie: WM 222.109CT


300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column,
1 rail at the back)




300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom

Met deze 300 mm horizontale arm kan het VESA-scherm perfect worden vastgezet, georiënteerd en afgesteld. Het is gecoat met een anti microbieel middel voor hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail. Het moderne ontwerp is speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg.

Technische specificaties:


- * Ingebouwde kabeldoorvoer
- * Montage op tafel kolom is optioneel, met verschillende hoogtes beschikbaar (500 - 300 mm). Deze kolommen kunnen gemakkelijk op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid. (Zie Optie op de volgende bladzijden)
- * Deze horizontale arm van 300 mm glijdt gewoon in de kolom en past zich dan aan de gewenste hoogte aan en wordt vastgezet. Het heeft geen hoogteverstelling
- * De kop van de horizontale arm voldoet aan de VESA MIS-D 75 mm en 100 mm schermbevestiging standaard. Draaikop.
- * Compatibel met schermen met een gewicht tot 18 Kg.
- * Stabiliteit van het aanraakscherm.
- * Scherm kantelen: 50° naar beneden en 100° naar boven. Scherm draaien: 110° naar rechts, 110° naar links.
- * Armrotatie: 105° rechts, 105° links. * Totale lengte 375 mm
- * Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit
- * Garantie: 5 jaar



Technische specificaties

Referentie: WM 222.109CT

300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom




Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.


1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant


This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column,
1 rail at the back)



SIDE VIEW - VUE DE CÔTE - ZIJAAZICHT



TOP VIEW
VUE DE DESSUS - BOVEN BEKIJKEN



Aanpassing van het beeldscherm: VESA 75/100 mm

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit


Max. draagvermogen van de draagarm: 18 kg

Aanpassing van het beeldscherm Max. draagvermogen van het beeldscherm: 18 Kg

Productgewicht: 1,9 Kg

Sterke punten van het product:

Niet-hoogteverstelbare arm. De verlengde zwenkarmen en zwenkarmen zorgen voor volledige kabelintegratie en eenvoudige reiniging voor infectiebeheersing in alle IC-gebieden van de klinische omgeving. Onze 5-jarige garantie garandeert een betrouwbare, probleemloze en onderhoudsvrije werking. De draaifunctie op het bevestigingspunt en de kantel- en zwenkfunctie van de monitoradapter zorgen voor een optimale positionering van uw apparaat. De verlengde zwenkarm is een tweedelige arm met een centraal draaipunt tussen de twee delen van de arm. Alle ondermonitoren hebben de veiligheidsfunctie van een 20° kantelstop.





Montage Informatie - Wand glijbaan

Referentie: WM 222.109CT

300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom

Tafel kolom:

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 500 en 300 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.



Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.109CT

300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom

Waar wilt u de draagarm bevestigen?

In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.



Adapter voor verticale wandschuif
Voor wand rail montage



Adapter voor Amico afstandsbedieningen en wandpanelen



Adapter voor Mindray medische voedingseenheden



Dubbele klem voor verticale standaard rail
Voor montage op twee parallelle verticale standaard rails 10 x 25 mm



Vaste klem voor de standaard rail
Voor montage op een horizontale standaard rail 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



Vaste klem voor ronde buis
Voor montage op ronde buis \varnothing 25, 35, 38 mm



Adapter voor Maquet-anesthesie apparatuur
Kegeladapter voor model FLOW i



Adapter voor Löwenstein anesthesie apparatuur
Medische adapter voor Leon / Leon plus



Universele ronde buisklem
V-flens voor montage op ronde buis \varnothing 23 - 40 mm




Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.109CT


300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.



**Adapter voor anesthesie
apparaat (alle
leveranciers)**
H 80 mm, met bestaande




**Klem voor een verticale
standaard rail**
Voor montage op standaard
rail 10 x 25 mm



Tafel kolom
500 mm of 300 mm



Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.



Compatibele accessoires voor deze bevestiging

Referentie: WM 222.109CT

300 mm Horizontale Medische Monitor arm, tafel bevestiging aan een kolom

Compatibele accessoires voor deze 300 mm Arm Horizontale

U kunt uw installatie compleet maken met deze extra accessoires:




Drievoudige haak voor kabel
Voor montage op draagarm



Dubbele haak voor kabel
Pour montage sur bras de support



Neerwaartse paal met kabelhaak
Voor montage op draagarm



Dubbele handgreep met VESA-bevestiging
Voor VESA-monitoren



Handgreep voor VESA-monitor ondersteuning
Voor VESA-monitoren



Dubbele haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Drievoudige haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Mand
Voor wand- of kolom rail montage



Neerwaartse pool
Voor wand- of kolom rail montage

