


Presentatie

Referentie: WM 222.140C


In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)




In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

De volledige kabelintegratie en de infectiebeheersing met gemakkelijk te reinigen oppervlakken maken deze arm tot het ideale product voor noodgevallen. Hoogteverstelling voor ergonomische en op maat gemaakte monitorpositionering. Met deze 300 mm Horizontale Medische Arm met gasveer-hoogteverstelling kan de monitor perfect worden vastgezet, georiënteerd en afgesteld. Het is gecoat met een anti-microbieel middel dat hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail biedt. Het moderne ontwerp is speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg.

Technische specificaties:

* Geïntegreerde kabeldoorvoer * Potentiaalvereffening * Optionele tafel kolom, verkrijgbaar in verschillende lengtes (500 mm - 300 mm). Deze kolom kunnen eenvoudig op maat worden gesneden. Alle kabels lopen ook in de kolomrail. (Zie Opties op de volgende pagina's) * Deze 300 mm horizontale arm met gasveer glijdt gewoon in de kolomrail en past zich vervolgens aan de gewenste hoogte aan en wordt vastgezet. Het heeft een veiligheidsstopknop voor de hoogteverstelling, waardoor de arm in de geselecteerde positie kan blijven staan. * De kop van deze arm voldoet aan de VESA MIS-D 75 mm en 100 mm schermbevestiging standaard.* Compatibel met schermen met een gewicht van niet meer dan 2-5 Kg.* Touch screen stabiliteit. * Scherm kantelen: 30° naar beneden en 90° naar boven * Scherm roteren: 130° naar rechts, 180° naar links. * Wapenrotatie: 90° rechts, 90° links * Hoogteverstelling: 45° naar beneden, 45° omhoog * Totale lengte 578 mm * Al onze medische armen zijn CE, ROHS, Medical Grade, de reglementen MDD 93/42 ECC conform. * Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit * Garantie: 5 jaar



Technische specificaties

Referentie: WM 222.140C



In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière

Deze kolom heeft twee bevestigings rails voor de verschillende elementen die eraan zullen worden bevestigd.
1 rail aan de voorkant van de kolom,
1 rail aan de achterkant

This column has two fixing rails for the various elements that will be fixed to it. 1 rail at the front of the column, 1 rail at the back



Monitoraanpassing: VESA 75/100 mm

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw


Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

Balansschaal voor deze medische arm: 2 - 5 Kg

Productgewicht: 3,3 Kg

Hoogteverstelling: Parallelmechanisme voor constante kijkhoek

Veiligheid: Heeft een veiligheidsstopknop voor hoogteverstelling, waardoor de medische arm in de gekozen positie kan blijven staan.









Montage Informatie - Wand glijbaan

Referentie: WM 222.140C

In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Tafel kolom:

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 500 en 300 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekcapen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.




Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.140C

In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Waar wilt u de draagarm bevestigen?

In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.




Adapter voor verticale wandschuif
Voor wand rail montage




Adapter voor Amico afstandsbedieningen en wandpanelen




Adapter voor Mindray medische voedingseenheden




Dubbele klem voor verticale standaard rail
Voor montage op twee parallelle verticale standaard rails 10 x 25 mm



Vaste klem voor de standaard rail
Voor montage op een horizontale standaard rail 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm




Vaste klem voor ronde buis
Voor montage op ronde buis $\varnothing$ 25, 35, 38 mm




Adapter voor Maquet-anesthesie apparatuur
Kegeladapter voor model FLOW i



Adapter voor Löwenstein anesthesie apparatuur
Medische adapter voor Leon / Leon plus



Universele ronde buisklem
V-flens voor montage op ronde buis $\varnothing$ 23 - 40 mm




Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.140C


In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.




**Adapter voor anesthesie
apparaat (alle
leveranciers)**
H 80 mm, met bestaande
zijhekken




**Klem voor een verticale
standaard rail**
Voor montage op standaard
rail 10 x 25 mm



Tafel kolom
500 mm of 300 mm



Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.



Compatibele accessoires voor deze bevestiging

Referentie: WM 222.140C

In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, tafel bevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Compatibele accessoires voor deze arm

U kunt uw installatie compleet maken met deze extra accessoires:



Drievoudige haak voor kabel

Voor montage op draagarm




Dubbele haak voor kabel

Pour montage sur bras de support



Neerwaartse paal met kabelhaak

Voor montage op draagarm




Dubbele handgreep met VESA-bevestiging

Voor VESA-monitoren



Handgreep voor VESA-monitor ondersteuning

Voor VESA-monitoren



Dubbele haak voor kabel

Voor wand- of kolom rail montage



Drievoudige haak voor kabel

Voor wand- of kolom rail montage



Mand

Voor wand- of kolom rail montage



Neerwaartse pool

Voor montage onder de draagarm

