


Presentatie

Referentie: WM 222.140C

**In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)




In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom. Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Volledige kabelintegratie en infectiepreventie door gemakkelijk te reinigen oppervlakken maken deze arm ideaal voor spoedeisende hulp. Hoogteverstelling voor ergonomische en individuele positionering van de monitor. Met deze 300 mm horizontale medische arm met gaslifthoogteverstelling kan de monitor perfect worden vastgezet, georiënteerd en afgesteld. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel om hygiëne en reiniging tot in de puntjes te garanderen. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor zorgomgevingen.

Technische specificaties:




* Geïntegreerde kabeldoorvoer * Equipotentiaalvereffening * Optionele vloer- of plafondzuilmontage, waarvan verschillende hoogtes beschikbaar zijn (1500 - 2000 mm). Deze kolommen kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid (zie optie op volgende pagina's) * Deze 300 mm gasgestuurde horizontale arm schuift eenvoudig in de kolomrail en wordt dan op de gewenste hoogte gebracht en vastgezet. Het heeft een veiligheidsstopknop voor de hoogteverstelling, waardoor de arm in de gekozen positie kan blijven staan. * De kop van deze arm voldoet aan de VESA MIS-D 75mm en 100mm scherm montage standaarden. * Compatibel met schermen met een gewicht tot 2-5kg. * Touch screen stabiliteit. * Schermkanteling: 30° naar beneden en 90° naar boven * Schermrotatie: 130° naar rechts, 180° naar links * Armrotatie: 90° rechts, 90° links * Hoogteverstelling: 45° omlaag, 45° omhoog * Totale lengte 578 mm * Al onze medische armen voldoen aan CE, ROHS, Medical Grade, voorschriften MDD 93/42 ECC. * Kleur RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit * Garantie: 5 jaar



Technische specificaties

Referentie: WM 222.140C

In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg



Monitoraanpassing: VESA 75/100 mm

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw



Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

Balansschaal voor deze medische arm: 2 - 5 Kg

Productgewicht: 3,3 Kg

Hoogteverstelling: Parallelmechanisme voor constante kijkhoek

Veiligheid: Heeft een veiligheidsstopknop voor hoogteverstelling, waardoor de medische arm in de gekozen positie kan blijven staan.









Montage Informatie - Wand glijbaan

Referentie: WM 222.140C

**In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Vloer of plafond kolom:

Om deze medische arm te installeren, moet u een van onze medische kolommen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 1500 en 2000 mm. Aangepaste hoogtes zijn op verzoek verkrijgbaar. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling geleverd.




Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.140C

**In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.



**Adapter voor verticale
wandschuif**
Voor wand rail montage




**Adapter voor Amico
afstandsbedieningen en
wandpanelen**




**Adapter voor Mindray
medische
voedingseenheden**




**Dubbele klem voor
verticale standaard rail**
Voor montage op twee
parallele verticale
standaard rails 10 x 25 mm



**Vaste klem voor de standaard
rail**
Voor montage op een
horizontale standaard rail
10 x 25, 8 x 35, 10 x 30,
10 x 50 mm




**Vaste klem voor ronde
buis**
Voor montage op ronde buis
ø 25, 35, 38 mm




**Adapter voor Maquet-
anesthesie apparatuur**
Kegeladapter voor model
FLOW i



**Adapter voor Löwenstein
anesthesie apparatuur**
Medische adapter voor
Leon / Leon plus



**Universele ronde
buis klem**
V-flens voor montage op
ronde buis ø 23 - 40 mm





Montage informatie - Montage opties

Referentie: WM 222.140C

**In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg**

Waar wilt u de draagarm bevestigen?


In het ziekenhuis zijn er verschillende manieren om onze beugels te bevestigen: ronde buis, standaard rail, wandrail of op een anesthesie apparaat. Wij zullen u altijd voorzien van de adapter die u nodig heeft.



**Adapter voor anesthesie
apparaat (alle
leveranciers)**
H 80 mm, met bestaande
zijhekken

**Klem voor een verticale
standaard rail**
Voor montage op standaard
rail 10 x 25 mm

Vloer- of plafondkolom
1500 mm of 2000 mm



Onze medische montagesystemen worden beschouwd als 's werelds beste op het gebied van geavanceerde hygiënecontroles en omvatten kabelintegratie, een onderhoudsvrije garantie van 5 jaar en naleving van de medische normen. We zijn gewoon de beste ter wereld in wat we doen.

Compatibele accessoires voor deze bevestiging

Referentie: WM 222.140C

In hoogte verstelbare medische arm 300 mm, vloer- of plafondbevestiging aan een kolom.
Ondersteunde weegschaal voor gewichtsverdeling van 2 tot 5 Kg

Compatibele accessoires voor deze arm

U kunt uw installatie compleet maken met deze extra accessoires:




Drievoudige haak voor kabel
Voor montage op draagarm



Dubbele haak voor kabel
Pour montage sur bras de support




Neerwaartse paal met kabelhaak
Voor montage op draagarm



Dubbele handgreep met VESA-bevestiging
Voor VESA-monitoren



Handgreep voor VESA-monitor ondersteuning
Voor VESA-monitoren



Dubbele haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Drievoudige haak voor kabel
Voor wand- of kolom rail montage



Mand
Voor wand- of kolom rail montage



Neerwaartse pool
Voor montage onder de draagarm

