


**Présentation**

Référence: WM 222.338

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg. Montage en position haute**




**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg. Montage en position haute**

Lorsque le seul point de montage disponible est en hauteur, ce bras gagne ces centimètres supplémentaires cruciaux plus bas pour une facilité ergonomique. Le bras s'étend loin dans l'espace de travail, sa hauteur est réglable et il peut être replié proprement lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous avez besoin d'une plus grande portée pour votre moniteur ? Et la seule position de montage disponible est trop haute pour atteindre votre appareil ? Ce bras a été spécialement conçu pour les positions de montage en hauteur. Le bras descend à partir de la première et de la deuxième articulation. L'intégration des câbles offre un environnement de travail propre et soigné. Un bras de qualité médicale avec des surfaces faciles à nettoyer et à contrôler les infections, une garantie de 5 ans et un facteur de sécurité de 6.

**Caractéristiques techniques:**





- \* Passage de câble intégré \* Liaison équipotentielle
- \* Fixation sur la solution de l'adaptateur choisi
- \* Ce Double Bras Horizontal à vérin à gaz vient simplement s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.\* Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- \* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA 75/100
- \* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 13-16 Kg.
- \* Stabilité écran tactile. \* Inclinaison de l'écran: 30° vers le bas et 90° vers le haut
- \* Rotation de l'écran: 130° à droite, 180° à gauche.
- \* Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche. \* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut \* Longueur totale 808 mm \* Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.\* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- \* Garantie: 5 ans



**Présentation**

Référence: WM 222.338

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg. Montage en position haute**



- Adaptation du moniteur:** VESA 75/100 mm
- Couleur:** Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue
- Pièces en aluminium:** RAL 9016 traffic white
- Capacité de charge max. du bras de support:** 22 kg
- Adaptation du moniteur de charge max:** 18 Kg
- Echelle d'équilibrage de ce bras médical:** 13 - 16 Kg
- Poids du produit:** 5,2 Kg
- Réglage de la hauteur:** mécanisme parallèle pour un angle de vue constant
- Sécurité:** Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.




**Présentation**

Référence: WM 222.338

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie  
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg.  
Montage en position haute**

**Adaptateur Rail d'anesthésie:**

Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants)




**Présentation**

Référence: WM 222.338

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie (Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg.  
Montage en position haute**

**Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?**

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.




**Adaptateur pour glissière murale verticale**


Pour montage sur glissière murale



**Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux Amico**




**Adaptateur pour unités d'alimentation médicales Mindray**




**Double pince pour rail normalisé vertical**

Pour montage sur deux rails normalisés verticaux parallèles 10 x 25 mm




**Pince fixe pour rail normalisé**

Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



**Pince fixe pour tube rond**  
Pour montage sur tube rond ø 25, 35, 38 mm




**Adaptateur pour machines d'anesthésie Maquet**

Adaptateur en cône pour Maquet FLOW i




**Adaptateur pour machines d'anesthésie Löwenstein**

Medical Adaptateur pour Leon / Leon plus



**Pince universelle pour tube rond**

Bride en V pour montage sur tube rond ø 23 - 40 mm




**Présentation**

Référence: WM 222.338


**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie  
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg.  
Montage en position haute**

**Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?**

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.



**Adaptateur pour machine  
d'anesthésie  
(tous les fournisseurs)  
H 80 mm, avec glissière  
latérale existante**



**Pince pour rail normalisé  
vertical**  
Pour montage sur rail  
normalisé 10 x 25 mm



Considérés comme étant les meilleurs du monde en matière de contrôle avancé de l'hygiène, nos systèmes de montage médicaux incluent l'intégration des câbles, une garantie sans entretien de 5 ans et une conformité de qualité médicale. Nous sommes les meilleurs au monde du secteur, tout simplement.



**Présentation**

Référence: WM 222.338

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, Montage sur Machines d'anesthésie  
(Tous les fabricants). Poids supporté échelle d'équilibrage de 13 à 16 Kg.  
Montage en position haute**

**Accessoires compatibles pour ce bras médical**

Vous pouvez compléter votre installation avec ces accessoires complémentaires:



**Triple crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Double crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Pôle descendant avec  
crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Double poignée avec  
fixation VESA**  
Pour moniteurs VESA



**Poignée pour support de  
moniteur VESA**  
Pour moniteurs VESA



**Double crochet pour câble**  
Pour montage sur glissière  
murale ou colonne



**Triple crochet pour câble**  
Pour montage sur glissière  
murale ou colonne



**Panier**  
Pour montage sur glissière  
murale ou colonne



**Pôle descendant**  
Pour montage sur bras de support

