



Présentation

Référence: WM 250.113MD

Double Bras Médical Horizontal de 592 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Attache Rapide, fixation sur Din Rail Vertical. Compatible Monitoring Mindray



Double Bras Médical Horizontal de 592 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Attache Rapide, fixation sur Din Rail Vertical. Compatible Monitoring Mindray

Ce double Bras Horizontal de 592 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement le moniteur. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Caractéristiques techniques:





- * Passage de câble intégré
- * Pour Application légère
- * Montage sur Din rail Vertical Universel pince incluse (10 x 25 mm, 8 x 35 mm, 10 x 30 mm, 10 x 50 mm)
- * Ce bras médical vient simplement se fixer sur le Din rail Horizontal pour ensuite s'ajuster au rail et pincé avec les deux grips. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des moniteurs Mindray, dont le poids n'excède pas 8 Kg.
- * Inclinaison du moniteur: 16° vers le bas et 20° vers le haut
- * Rotation du moniteur: 115° à droite, 115° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. * Longueur totale 592 mm
- * Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- * Garantie: 5 ans



Caractéristiques Techniques

Référence: WM 250.113MD

Double Bras Médical Horizontal de 592 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Attache Rapide, fixation sur Din Rail Vertical. Compatible Monitoring Mindray



Adaptation du moniteur: Plaque plongeante 5" ou Attache Rapide

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white

Capacité de charge max. du bras de support: 8 kg

Adaptation du moniteur de charge max: 8 Kg

Poids du produit: 2,8 Kg

Points forts du produit:

Bras non réglable en hauteur. Les bras pivotants et les bras pivotants allongés offrent une intégration complète des câbles et un nettoyage facile pour le contrôle des infections dans toutes les zones de soins intensifs de l'environnement clinique. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable, sans problème et sans entretien. La fonction de pivotement au point de fixation ainsi que la fonction d'inclinaison et de pivotement de l'adaptation du moniteur offrent un positionnement optimal de votre appareil. Le bras pivotant allongé est un bras en deux parties avec un point de pivot central entre les deux sections du bras. Tous les moniteurs montés en bas ont la fonction de sécurité d'un arrêt d'inclinaison de 20°.



Information pour le montage - Din Rail Horizontal normalisé




Référence: WM

Double Bras Médical Horizontal de 592 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Attache Rapide, fixation sur Din Rail Vertical. Compatible Monitoring Mindray

Din Rail Vertical:

Pince fixe pour rail normalisé

Pour fixation sur un rail normalisé vertical 10 x 25 mm



Présentation

Référence: WM 250.113MD

Double Bras Médical Horizontal de 592 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Attache Rapide, fixation sur Din Rail Vertical. Compatible Monitoring Mindray

Adaptateur de montage Plaque Plongante 5"

La plaque de 5" convient aux moniteurs Mindray suivants : Série BeneVision : N12, iMEC, uMEC, iPM, ePM, Série BeneView : T5, T8, T9 et série VS VS-600, VS-900, VS 8, VS 9.



Adaptateur de montage (à dégagement rapide)

L'adaptateur de moniteur est préparé pour recevoir l'adaptateur de montage de Mindray et convient aux moniteurs Mindray suivants : Série BeneVision : N12, iMEC, uMEC, iPM, ePM et N12 série BeneView : T5, T8, T9.

