


Presentatie

Referentie: WM 270.100

Horizontale zwenkbare medische arm van 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, wandmontage op verticale schuifrail.



Horizontale zwenkbare medische arm van 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, wandmontage op verticale schuifrail.

Met deze 300 mm horizontale zwenkarm voor Philips FMS kan de Rack perfect worden bevestigd, georiënteerd en afgesteld. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel voor hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor zorgomgevingen.




Technische specificaties:

- * Geïntegreerd kabelbeheer
- * Montage op optionele verticale wandrail, verkrijgbaar in verschillende lengtes (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Deze wandrails kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd. Alle kabels lopen ook door de wandrail. (Zie Optie op volgende pagina's) * Deze horizontale arm van 300 mm schuift eenvoudig in de wandrail, past zich dan aan de gewenste hoogte aan en klikt vast. De kop van deze arm voldoet aan de FMS Rack mounting standaard van Philips en weegt niet meer dan 18 kg.
- * Kantelen van het rek: 70° naar beneden en 100° naar boven
- * Rack rotatie: 115° naar rechts, 115° naar links.
- * Armrotatie: 105° rechts, 105° links.
- * Totale lengte: 380 mm
- * Kleur: RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit
- * Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

Referentie: WM 270.100

Horizontale zwenkbare medische arm van 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, wandmontage op verticale schuifrail.



Armatuur: Philips FMS

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw

Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit

Max. draagvermogen draagarm: 18 kg

Max. draagvermogen armatuur: 18 kg

Productgewicht: 1,7 kg

Productsterktes:

Niet in hoogte verstelbare arm. Zwenkarmen en verlengde zwenkarmen bieden volledige kabelintegratie en eenvoudige reiniging voor infectiebeheersing in alle kritische zorgzones van de klinische omgeving. Onze garantie van 5 jaar garandeert een betrouwbare, probleemloze en onderhoudsvrije werking. De zwenkfunctie op het bevestigingspunt en de kantel- en zwenkfunctie van de monitoradapter zorgen voor een optimale positionering van uw unit. De verlengde zwenkarm is een tweedelige arm met een centraal draaipunt tussen de twee armdelen. Alle monitoren met bodembevestiging hebben de veiligheidsfunctie van een kantelstop van 20°.






Installatie-informatie - Geleiderail voor wandmontage

Referentie: WM 270.100

Horizontale zwenkbare medische arm van 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, wandmontage op verticale schuifrail.

Geleiderail voor wandmontage:


Om deze medische arm voor monitoring te installeren, moet je een bestaande rail in je installatie gebruiken of een van onze glijstangen bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in standaardlengtes van 480 mm, 720 mm, 960 mm en 1200 mm. Aangepaste lengtes zijn beschikbaar op aanvraag. Afdekkappen en eindkappen worden bij elke bestelling meegeleverd.



Presentatie

Referentie: WM 270.100

Horizontale zwenkbare medische arm van 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, wandmontage op verticale schuifrail.



Aanpassing Philips Rack Module Server serie

Al onze medische armen kunnen worden uitgerust met deze aanpassing

