


Presentatie

Referentie: WM 270.103


Horizontale zwenkbare medische arm van 2 x 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, Vloer- of plafondmontage van kolom



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)




Horizontale zwenkbare medische arm van 2 x 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, Vloer- of plafondmontage van kolom

Met deze 2 x 300 mm horizontale zwenkarm voor Philips FMS kan de Rack perfect worden bevestigd, georiënteerd en afgesteld. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel voor hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor zorgomgevingen.

Technische specificaties:


- * Geïntegreerd kabelbeheer
- * Optionele vloer- of plafondzuilmontage, verkrijgbaar in verschillende hoogtes (1500 - 2000 mm). Deze kolommen kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd. Alle kabels worden ook door de kolom geleid (zie opties op volgende pagina's)
- * Deze horizontale arm van 2 x 300 mm schuift eenvoudig in de kolom rail, past zich dan aan de gewenste hoogte aan en klikt vast. De kop van deze arm voldoet aan de FMS Rack mounting standaard van Philips en weegt niet meer dan 18 kg.
- * Kantelen van het rek: 70° naar beneden en 100° naar boven
- * Rack rotatie: 115° naar rechts, 115° naar links.
- * Armrotatie: 105° rechts, 105° links.
- * Totale lengte: 609 mm
- * Kleur: RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit
- * Garantie: 5 jaar



Technische specificaties

Referentie: WM 270.103


Horizontale zwenkbare medische arm van 2 x 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, Vloer- of plafondmontage van kolom




Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)


Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)



SIDE VIEW - VUE DE CÔTE - ZIJAAZICHT



TOP VIEW
VUE DE DESSUS - BOVEN BEKIJKEN



Armatuur: Philips FMS

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw

Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit


Max. draagvermogen draagarm: 18 kg

Max. draagvermogen armatuur: 18 kg

Productgewicht: 2,6 kg

Productsterktes:

Niet in hoogte verstelbare arm. Zwenkarmen en verlengde zwenkarmen bieden volledige kabelintegratie en eenvoudige reiniging voor infectiebeheersing in alle kritische zorgzones van de klinische omgeving. Onze garantie van 5 jaar garandeert een betrouwbare, probleemloze en onderhoudsvrije werking. De zwenkfunctie op het bevestigingspunt en de kantel- en zwenkfunctie van de monitoradapter zorgen voor een optimale positionering van uw unit. De verlengde zwenkarm is een tweedelige arm met een centraal draaipunt tussen de twee armdelen. Alle monitoren met bodembevestiging hebben de veiligheidsfunctie van een kantelstop van 20°.









Installatie-informatie - Kolomgeleiderail

Referentie: WM 270.103

Horizontale zwenkbare medische arm van 2 x 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, Vloer- of plafondmontage van kolom

Vloer- of plafondzuil:


Om deze medische arm te installeren, moet je een van onze medische zuilen gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar in standaardhoogten van 1500 en 2000 mm. Aangepaste hoogten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij elke bestelling worden schuifdeksels en eindkappen meegeleverd.



Presentatie

Referentie: WM 270.103

Horizontale zwenkbare medische arm van 2 x 300 mm voor Philips Rack Flexible Module Server, Vloer- of plafondmontage van kolom



Aanpassing Philips Rack Module Server serie

Al onze medische armen kunnen worden uitgerust met deze aanpassing

