



Presentation Part Number: WM 270.103

2 x 300 mm Swivel Horizontal Medical Arm for Philips Rack Flexible Module Server, floor or ceiling column mounting.






2 x 300 mm Swivel Horizontal Medical Arm for Philips Rack Flexible Module Server, floor or ceiling column mounting.

This 2 x 300 mm Horizontal Swivel Arm for Philips FMS allows the FMS Rack to be fixed, oriented and adjusted perfectly. It is coated with an anti-microbial agent to ensure hygiene and cleaning down to the smallest detail. Its modern design has been specially developed for healthcare environments.

#### **Technical specifications:**

- \* Integrated cable management
- \* Optional floor or ceiling column mounting, with several heights available (1500 2000 mm). These columns can be easily cut to size. All cables are also routed through the column (see options on following pages)
- \* This 2 x 300 mm Horizontal Arm simply slides into the column rail, then adjusts to the required height and locks in place.
- \* It has no height adjustment
- \* The head of this arm complies with the Philips FMS Rack mounting standard, weighing no more than 18 Kg.
- \* Rack tilt: 70° down and 100° up \* Rack rotation: 115° right, 115° left.
- \* Arm rotation: 105° right, 105° left.
- \* Total length: 609 mm Colour: RAL 5013 cobalt blue and RAL 9016 traffic white
- \* Warranty: 5 years







Part Number: WM 270.103

## **Technical specifications**


2 x 300 mm Swivel Horizontal Medical Arm for Philips Rack Flexible Module Server, floor or ceiling column mounting.





Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés.
(1 rail à l'avant de la colonne,
1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil,
1 rail aan de achterkant)







**Colour: Decorative parts:** RAL 5013 cobalt blue **Aluminium parts:** RAL 9016 traffic white **Max. load capacity of support arm:** 18 kg

**Arm fitting max. load:** 18 Kg **Product weight:** 2,6 Kg

## **Product strengths:**

Non-height-adjustable arm. Swivel arms and extended swivel arms offer full cable integration and easy cleaning for infection control in all critical care areas of the clinical environment. Our 5-year guarantee ensures reliable, trouble-free and maintenance-free operation. The swivel function at the point of attachment and the tilt and swivel function of the monitor adaptation provide optimum positioning of your unit. The extended swivel arm is a two-part arm with a central pivot point between the two arm sections. All bottommounted monitors have the safety feature of a 20° tilt stop.








Part Number: WM 270.103


#### Installation information - Column slide rail

2 x 300 mm Swivel Horizontal Medical Arm for Philips Rack Flexible Module Server, floor or ceiling column mounting.

### Floor or ceiling column:


To install this medical arm, you need to use one of our medical columns. These are available in standard heights of 1500 and 2000 mm. Custom heights are available on request. Slide covers and end caps are supplied with every order.

















Presentation Part Number: WM 270.103

 $2 \times 300 \text{ mm}$  Swivel Horizontal Medical Arm for Philips Rack Flexible Module Server, floor or ceiling column mounting.





# **Adaptation Philips Rack Module Server series**

All our medical arms can be fitted with this adaptation





