



Présentation

Référence: WM 280.055

Mini Bras Support Médical de fixation pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 series, fixation sur rail Mural Vertical, montage avec crochet de câble d'alimentation électrique



Mini Bras Support Médical de fixation pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2 /X3 series, fixation sur rail Mural Vertical, montage avec crochet de câble d'alimentation électrique

Ce support médical permet de fixer parfaitement le moniteur Philips Intellivue MP2/X2/X3 avec une alimentation électrique. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Ces caractéristiques techniques:

- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles ([480 mm](#) - [720 mm](#) - [960 mm](#) - [1200 mm](#)).
- * Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue.
- * Tous les câbles passent également dans le rail mural. (Voir Option ci-dessous)
- * Le support est conforme à la norme de montage des moniteurs Philips Intellivue MP2/X2/X3.
- * Compatible avec les moniteurs Philips Intellivue MP2/X2/X3 dont le poids n'exède pas 2 Kg.
- * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc
- * Tous nos bras médicaux sont en conformités :
CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 ans

A Noter:

Veuillez spécifier le type de moniteur Philips Intellivue lors de votre commande.

Caractéristiques Techniques

Référence: WM 280.055

Mini Bras Support Médical de fixation pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 series, fixation sur rail Mural Vertical, montage avec crochet de câble d'alimentation électrique



Adaptateur pour glissière murale verticale
Adapter for vertical wall channel
Adapter voor verticaal wandkanaal



Pour montage sur glissière murale
To mount to wall channel
Om aan een muur te bevestigen railkanaal




Adaptation du moniteur: Philips Intellivue MP2/X2/X3 Series

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white

Capacité de charge max. du bras de support: 2 kg



Information pour le montage - Rail à Glissière murale

Référence: WM 280.055

Mini Bras Support Médical de fixation pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 series, fixation sur rail Mural Vertical, montage avec crochet de câble d'alimentation électrique

Rail à Glissière murale:

Pour installer ce bras médical pour monitoring, vous devez utiliser soit un rail existant de votre installation, soit commander un de nos rails à à glissière. Ceux-ci sont disponibles en longueurs standards de 480 mm, 720 mm, 960 mm et 1200 mm. Des longueurs sur mesures sont disponibles sur demande. Couvertures de glissières et embouts d'extrémités livrés avec chaque commande.

