



Presentatie

Referentie: WM 280.113X

2 x 300 mm Horizontale medische arm voor Monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Din-rail montage Verticale. montage zonder voedingskabelhaak




2 x 300 mm Horizontale medische arm voor Monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, Din-rail montage Verticale. montage zonder voedingskabelhaak

Met deze horizontale arm van 2 x 300 mm kan de monitor perfect worden bevestigd, gericht en versteld. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel voor hygiëne en reiniging tot in het kleinste detail. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor omgevingen in de gezondheidszorg.

Technische specificaties:





- * Universele klem meegeleverd (10 x 25 mm, 8 x 35 mm, 10 x 30 mm, 10 x 50 mm)
- * Deze medische arm wordt eenvoudigweg bevestigd aan de Din Vertical Rail en past zich vervolgens aan de rail aan en klemt met de twee handgrepen. Er is geen hoogteverstelling.
- * De kop van deze arm voldoet aan de montagenorm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3 series monitoren met een gewicht tot 8 kg.
- * Kantelen van de monitor: 23° naar beneden en 90° naar boven
- * Rotatie van de monitor: 115° naar rechts, 115° naar links.
- * Armrotatie: 105° rechts, 105° links.
- * Totale lengte: 604 mm Kleur: RAL 5013 kobaltblauw en RAL 9016 verkeerswit
- * Garantie: 5 jaar



Technische specificaties

Referentie: WM 280.113X

**2 x 300 mm Horizontale medische arm voor Monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries,
Din-rail montage Verticale. montage zonder voedingskabelhaak**



Monitorarm adaptatie: Philips Intellivue MP2/X2/X3 series

Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw

Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit


Max. draagvermogen draagarm: 8 kg

Maximale belasting monitorarm: 8 Kg

Productgewicht: 2,6 Kg

Productsterktes:

Niet in hoogte verstelbare arm. Zwenkarmen en verlengde zwenkarmen bieden volledige kabelintegratie en eenvoudige reiniging voor infectiebeheersing in alle kritische zorgzones van de klinische omgeving. Onze garantie van 5 jaar garandeert een betrouwbare, probleemloze en onderhoudsvrije werking. De zwenkfunctie op het bevestigingspunt en de kantel- en zwenkfunctie van de monitoradapter zorgen voor een optimale positionering van uw unit. De verlengde zwenkarm is een tweedelige arm met een centraal draaipunt tussen de twee armdelen. Alle monitoren met bodembevestiging hebben de veiligheidsfunctie van een kantelstop van 20°.







Installatie-informatie - Din Rail verticale standaard

Referentie: WM 280.113X

2 x 300 mm Horizontale medische arm voor Monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries,
Din-rail montage Verticale. montage zonder voedingskabelhaak

Din Verticale rail:


Vaste klem voor standaardrail Voor montage op een verticale standaardrail 10 x 25 mm



Presentatie

Referentie: WM 280.113X

**2 x 300 mm Horizontale medische arm voor Monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries,
Din-rail montage Verticale. montage zonder voedingskabelhaak**



Philips Intellivue MP 2 / X2 / X3-serie bewakingsadapter

Al onze medische armen kunnen worden uitgerust met deze aanpassing, waarvan u hier enkele illustraties vindt

